



**ZIMEDA**  
MEDIZINTECHNIK



Jetzt über  
**30 %**  
sparen!

**EIN SITZPLATZ, DER DEN UNTERSCHIED MACHT –  
JETZT 30 % GÜNSTIGER**

Untersuchungstühle von Schmitz medical zu unschlagbaren Preisen!

**Schmitz arco-matic® 200 M**  
inkl. Fußstützen

Listenpreis  
~~10.370,- €~~

**Aktionspreis  
7.000,- €\***

**Schmitz arco-matic® 300 M**  
inkl. Fußstützen

Listenpreis  
~~11.079,- €~~

**Aktionspreis  
8.200,- €\***



Persönliche Beratung



Aufbau- &  
Einrichtungsservice



Technischer Support  
& Wartung



Altstuhlsorgungung

[www.zimeda.eu](http://www.zimeda.eu)



## Unser Service

- ✓ Installation und Aufstellen durch unsere hauseigenen Techniker
- ✓ Wartung, Reparatur vor Ort
- ✓ Original Ersatzteile
- ✓ Leihgerät während größerer Reparaturen

**Ihr regionaler Servicepartner –  
unser Team für Sie**

### Schmitz arco-matic® 200 M

#### FEATURES

**Untersuchungs- und Behandlungsstuhl mit Memory-Funktion für 4 Positionen**

- Beckenhochlagerung und Rückenteilverstellung elektromotorisch
- Sitzhöhe durch Beckenhochlagerung verstellbar von 550 mm bis 1.000 mm
- Aktivierung der Verstellfunktionen sowie der Memory-Funktionen über Hand- und Fußbedienung
- **inkl. Fußstützen (Paar)** mit integriertem Handgriffbügel, pulverbeschichtet in RAL 9006 weißaluminium, schwenk- und feststellbar. Schutzüberzüge aus durchsichtigem Kunststoff für Fußplatten

Listenpreis  
~~10.370,- €~~

**Aktionspreis  
7.000,- €\***

### Schmitz arco-matic® 300 M

#### FEATURES

**Untersuchungs- und Behandlungsstuhl mit Memory-Funktion für 4 Positionen**

- Beckenhochlagerung und Rückenteilverstellung elektromotorisch,
- Sitzhöhe durch Beckenhochlagerung verstellbar von 550 mm bis 1.000 mm
- Aktivierung der Verstellfunktionen sowie der Memory-Funktionen über Hand- und Fußbedienung.
- **inkl. Fußstützen (Paar)** mit integriertem Handgriffbügel, pulverbeschichtet in RAL 9006 weißaluminium, schwenk- und feststellbar. Schutzüberzüge aus durchsichtigem Kunststoff für Fußplatten

**Zusätzlich mit elektromotorisch verstellbarem Fußstützengelenk am Stuhl**

Listenpreis  
~~11.079,- €~~

**Aktionspreis  
8.200,- €\***

**Wir beraten Sie gerne persönlich – kontaktieren Sie uns!**

Deutschland + 49 851 959 730  
Österreich + 43 7714 20202  
E-Mail [medizintechnik@zimeda.eu](mailto:medizintechnik@zimeda.eu)

\* Fordern Sie ein individuelles Angebot an! Änderungen und Irrtümer sowie Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen können Sonderausstattungen beinhalten. Installation, Aufstellung und Einweisung gegen Aufpreis. Preise zuzüglich Mehrwertsteuer.

Aktion gültig bis 30.04.2026

